

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFARZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB									
Nazwa produktu Product Name		SOFLENS® TORIC		Kolor nadruku Colours									
				<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Black</td> <td>PMS 320</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Black	PMS 320		
Black	PMS 320												
Kraj Country (ISO)		EN DE FR ES IT SV NL PT NO EL DA FI IS CS ET HU LV LT PL SK SL BG HR AR		Nr wyrojkownika Spec No									
				5760									
Opracowane przez Designed by		Mateusz Froń Mateusz.Fron@valeant.com phone: +48 17 865 51 10		Kod Wytwórcy Manufacturer code									
				1602109									
Nr korekty Proof No		6 Data Date		29-05-2017 Kod farmaceutyczny Pharmacode									
Kod wersji Valeant version code		P1EU01		Inny kod Other code									
Rozmiar czcionki Font size		minimum 7 pt		Wymiar ulotki PIL size									
				210 x 297 mm									
Krój czcionki Font used		Myriad Pro font family		Gramatura papieru Paper weight									
				- g/m ²									
Komentarze Comments (Reason for the change)													
- PMR_ICN-16-1356-A - Text change - Notified Body request during CE Mark renewal. - Factory (packing site): VALC													
Akceptacja Techniczna Technical Approval													
<div style="border: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div>													
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval													
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; background-color: #e0f0e0;"> <h2 style="margin: 0;">JÓVÁHAGYOTT</h2> <h3 style="margin: 0;">Eva Molnar : 17:50, 6/6/17</h3> </div>													

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

INSTRUCTIONS FOR USE

This leaflet is intended to inform users of the SofLens® Toric hydrophilic soft contact lenses how to wear and care for their lenses.

It applies to:

PRODUCT NAME	MATERIAL	WATER CONTENT	PACKAGING SOLUTION
SofLens® Toric (alphafilcon A) Visibility Tinted Contact Lenses	Alphafilcon A	66% by weight	Borate buffered saline

Description and wear application

The SofLens® Toric lenses are designed for daily wear or extended wear for 1-7 days between removal, as recommended by the eye care professional.

When reusing lenses they must be cleaned, rinsed and disinfected between removal and reinsertion. Always follow your eye care practitioner's recommended wear schedule and replacement periods.

These lenses are supplied sterile and are intended by the manufacturer for reuse as prescribed by the eye care professional. They have been sterilized by steam.

If the packaging is damaged or opened DO NOT USE.

Insertion and removal instructions

Before handling lenses, always wash and dry hands thoroughly avoiding perfumed or medicated soaps. Pour the lens into the palm of your hand. Make sure the lens is the right way out.



Inspect your lens before inserting and do not insert if scratched or damaged.

To remove your lens, make sure your hands are clean and dry, use your finger to slide the lens down to the white part of the eye and remove it. Use a rewetting drop if the lens is difficult to remove.

Caring for your lenses

- Cleaning and disinfecting your lenses between uses is essential for healthy eyes
- Use only soft contact lens care products following the manufacturer's instructions
- Always use fresh, unexpired lens care solutions
- Do not use other solutions such as tap or bottled water or saliva to rinse, store or re-wet lenses
- Always keep lenses completely immersed in the recommended solution when not being worn
- Remember to clean your lens case whenever you clean your lenses
- Always discard lenses at the end of the wear schedule prescribed by your eye care practitioner
- Always wash and rinse hands before handling lenses
- Do not allow cosmetics, lotions, soaps, creams or perfumed substances to get in the eyes or on lenses
- Never use sharp objects or finger nails to remove lenses from their containers or your eyes

Warnings and precautions

Failure to follow your eye care practitioner's recommended wear schedule and cleaning regimen can give rise to greater risk of serious eye infections.

If prescribed for daily wear do not wear while sleeping.

The risk of microbial keratitis has been shown to be greater among users of extended wear contact lenses than among users of daily wear contact lenses.

Do not wear contact lenses if you are suffering from:

- Allergy, inflammation, infection or redness in or around the eye
- Dry eyes (inadequate tear fluid)
- Poor health affecting the eyes, e.g. colds and flu
- Any systemic illness affecting the eyes

Contact your eye care practitioner before wearing contact lenses when:

- Practicing water sports
- In excessively dry or dusty environments
- Using eye medication

If you experience any of the following problems, remove your lenses **immediately**:

- Eyes stinging, burning, itching, irritation or other eye pain
- Reduced comfort compared with previous wearing
- Unusual secretions or excessive watering from the eye
- Redness of eyes
- Severe or persistent dry eyes
- Reduced or blurred vision
- Rainbows or halos around lights
- Sensitivity to light

If any of these symptoms continue after removal, cleaning and reinsertion of the lens or insertion of a new lens, then remove the lens and **contact your eye care practitioner**. These symptoms can lead to more serious conditions if ignored.

Eye problems, including corneal ulcers, can develop rapidly and lead to loss of vision.

Reference guide for symbols labels and cartons

Fee paid for waste management per 94/62/EC

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Date of Issue: YYYY-MM-DD

0050 Indicates the CE conformity marking and the notified body number

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© Bausch & Lomb Incorporated.

1602109

P1EU01

EN

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Gebrauchsanweisung soll Sie über Gebrauch und Pflege von SofLens® Toric Kontaktlinsen informieren. Es handelt sich dabei um hydrophile, weiche Kontaktlinsen.

Sie bezieht sich auf:

PRODUKTNAME	MATERIAL	WASSERGEHALT	VERPACKUNGSLÖSUNG
SofLens® Toric (Alphafilcon A) leicht getönte Kontaktlinsen	Alphafilcon A	66 % nach Gewicht	Mit Borat gepufferte Kochsalzlösung

Beschreibung und Anwendung

Je nach Empfehlung des Kontaktlinsenspezialisten können die SofLens® Toric Linsen als Tageskontaktlinsen oder als Langzeitkontaktlinsen mit einer Tragedauer von 1-7 Tagen getragen werden.

Sollen die Linsen wiederverwendet werden, müssen sie in der Zeit zwischen dem Ein- und Absetzen gereinigt, abgespült und desinfiziert werden. Halten Sie sich stets an den von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten aufgestellten Trageplan und die empfohlene Tragedauer.

STERILE Diese Linsen werden in sterilem Zustand ausgeliefert und sind vom Hersteller für die Wiederverwendung vorgesehen. Dabei sind die Anweisungen des Kontaktlinsenspezialisten zu befolgen. Die Sterilisation erfolgte durch Dampf.

Bei beschädigter oder geöffneter Verpackung NICHT VERWENDEN.

Anweisungen zum Einsetzen und Absetzen

Waschen und trocknen Sie unbedingt immer gründlich Ihre Hände, bevor Sie Kontaktlinsen ansetzen, und vermeiden Sie parfümierte und mit Medikamenten angereicherte Seifen. Legen Sie die Linse auf Ihre Handfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Linse richtig herum aufliegt.



Nehmen Sie die Linse vor dem Einsetzen in Augenschein und verwenden Sie sie nicht, wenn sie zerkratzt oder beschädigt ist.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, bevor Sie Ihre Linse absetzen. Schieben Sie die Linse mit Ihrem Finger nach unten zum weißen Bereich des Auges und setzen Sie sie ab. Verwenden Sie Benetzungstropfen, wenn sich die Linse nur schwer absetzen lässt.

Kontaktlinsenflege

- Die Reinigung und Desinfektion der Linsen zwischen den Tragezeiten ist unerlässlich für die Gesundheit der Augen
- Verwenden Sie nur Pflegeprodukte für weiche Kontaktlinsen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers
- Verwenden Sie stets frische Pflegelösungen, deren Verwendbarkeitsdatum nicht überschritten ist
- Verwenden Sie keine anderen Lösungen, z. B. Leitungswasser, abgefülltes Wasser oder Speichel, um Ihre Linsen abzuspielen, aufzubewahren oder zu befeuchten
- Wenn Sie die Linsen nicht tragen, bewahren Sie sie immer vollkommen bedeckt in der empfohlenen Lösung auf
- Denken Sie daran, bei jeder Reinigung der Linsen auch den Linsenbehälter zu reinigen
- Entsorgen Sie die Linsen stets nach Ablauf der vom Kontaktlinsenspezialisten festgelegten Tragedauer
- Waschen und spülen Sie Ihre Hände stets mit Wasser ab, bevor Sie die Linsen ansetzen
- Vermeiden Sie Kontakt zwischen Kosmetika, Lotionen, Seifen, Cremes und parfümierten Substanzen und dem Auge bzw. der Linse
- Verwenden Sie niemals spitze/scharfe Objekte oder Ihre Fingernägel zum Entfernen von Linsen aus den Linsenbehältern oder Ihren Augen

Warn- und Sicherheitshinweise

Das Nichtbefolgen der von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Trage- und Reinigungspläne kann zu einer Erhöhung des Risikos für schwerwiegende Augeninfektionen führen.

Tragen Sie als Tageskontaktlinsen empfohlene Linsen nie beim Schlafen.

Es konnte gezeigt werden, dass das Risiko bakterieller Hornhautentzündungen größer ist, wenn die Kontaktlinsen als Langzeitkontaktlinsen getragen werden im Vergleich zum Tragen als Tageskontaktlinsen.

Tragen Sie keine Kontaktlinsen, wenn Sie eines der folgenden Leiden haben:

- Allergien, Entzündungen, Infektionen oder Rötungen im oder am Auge
- Trockene Augen (unzureichende Tränenflüssigkeit)
- Krankheiten, die sich auf das Auge auswirken, etwa Erkältungen oder Grippe
- Jegliche systemische Erkrankungen, die sich auf das Auge auswirken

Wenden Sie sich vor der Verwendung von Kontaktlinsen stets an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, wenn Sie:

- Wassersport betreiben
- sich in extrem trockenen bzw. staubigen Umgebungen aufhalten
- Augenarzneimittel anwenden

Setzen Sie Ihre Linsen **sofort** ab, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:

- Stechen, Brennen, Jucken, Irritation oder Augenschmerzen
- Beeinträchtigter Tragekomfort im Vergleich zum letzten Tragezeitraum
- Ungewöhnliche Sekrete und übermäßige Tränenbildung des Auges
- Gerötete Augen
- Fälle von schwerwiegend oder dauerhaft trockenen Augen
- Eingeschränkte oder verschwommene Sicht
- Regenbögen oder Lichthöfe um Lichtquellen
- Lichtempfindlichkeit

Sollten jegliche dieser Symptome auch nach dem Absetzen, der Reinigung und dem erneuten Einsetzen der Linse oder dem Einsetzen einer neuen Linse bestehen, setzen Sie die Linse ab und **wenden Sie sich an Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten**. Diese Symptome können zu schwerwiegenden Problemen führen, wenn sie ignoriert werden.

Augenprobleme, wie auch Hornhautgeschwüre, können sich schnell entwickeln und zu möglichem Sehverlust führen.

Übersicht zu Symbolen, Etiketten und Verpackungen

An Abfallwirtschaft abgeführte Gebühren gemäß 94/62/EG

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Ausgabedatum: JJJ-MM-TT

0050 Gibt CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten Stelle an

®/™ sind Marken von Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer Tochtergesellschaften.

© Bausch & Lomb Incorporated.

1602109

1

DE

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

MODE D'EMPLOI

Cette notice a pour but d'informer les porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles SofLens® Toric sur le port et l'entretien de leurs lentilles.

Elle s'applique à :

NOM DU PRODUIT	MATÉRIAU	TENEUR EN EAU	SOLUTION DE CONDITIONNEMENT
Lentilles de contact teintées SofLens® Toric (alphafilcon A)	Alphafilcon A	66 % en poids	Sérum physiologique boré

Description et utilisation

Les lentilles SofLens® Toric sont conçues pour une utilisation journalière ou prolongée de 1 à 7 jours entre chaque retrait, conformément aux recommandations du spécialiste.


Lorsque des lentilles sont réutilisées, elles doivent être nettoyées, rincées et désinfectées entre chaque retrait et remise en place. Suivez toujours les instructions d'utilisation et intervalles de remplacement indiqués par votre spécialiste.

STERILE Ces lentilles sont fournies stériles et sont conçues par le fabricant pour une réutilisation conforme aux prescriptions de votre spécialiste. Elles ont été stérilisées à la vapeur.

NE LES UTILISEZ PAS si l'emballage est endommagé ou ouvert.

Instructions d'insertion et de retrait

Avant de manipuler des lentilles, lavez-vous et séchez-vous toujours les mains en évitant d'utiliser des savons parfumés ou médicamenteux. Placez la lentille dans la paume de la main. Veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens.



Inspectez votre lentille avant de l'insérer et ne l'utilisez pas si elle est rayée ou endommagée.

Pour retirer la lentille, veillez à ce que vos mains soient propres et sèches, puis faites glisser la lentille vers le blanc de l'œil avec un doigt et retirez-la. Utilisez une goutte d'humidification si la lentille est difficile à retirer.

Entretien de vos lentilles

- Il est essentiel pour la santé de vos yeux de nettoyer et de désinfecter vos lentilles entre chaque utilisation.
- N'utilisez que des produits d'entretien pour lentilles de contact souples en respectant les instructions du fabricant.
- Utilisez toujours des solutions d'entretien de lentilles de contact fraîches et non périmées.
- N'utilisez pas d'autres solutions, telles que l'eau du robinet ou en bouteille, ou de la saline, pour rincer, conserver ou humidifier les lentilles.
- Gardez toujours les lentilles complètement immergées dans la solution recommandée lorsqu'elles ne sont pas portées.
- Pensez à nettoyer votre étui à lentilles lorsque vous nettoyez vos lentilles.
- Jetez toujours vos lentilles à la fin de la période indiquée par votre spécialiste.
- Lavez-vous toujours les mains avant de manipuler les lentilles.
- Évitez tout contact de produits cosmétiques, lotions, savons, crèmes ou parfums avec les yeux ou les lentilles.
- N'utilisez jamais d'objets pointus ou vos ongles pour retirer les lentilles de leur étui ou de vos yeux.

Avertissements et précautions

Le non-respect des instructions de port et de nettoyage indiquées par votre spécialiste peut accroître le risque d'infections oculaires graves.

Si elles ont été prescrites pour une utilisation journalière, ne les portez pas pendant votre sommeil.

Le risque de keratite microbienne s'est avéré plus important chez les porteurs de lentilles de contact à port prolongé que chez les porteurs de lentilles de contact à port journalier

Ne portez pas de lentilles de contact si vous souffrez de :

- Allergie, inflammation, infection ou rougeur dans ou autour de l'œil
- Sécheresse oculaire (liquide lacrymal insuffisant)
- Problèmes de santé qui affectent les yeux, par exemple rhume ou grippe
- Toute maladie systémique affectant les yeux

Contactez votre spécialiste avant de porter des lentilles de contact si :

- Vous pratiquez des sports nautiques
- Vous vous trouvez dans des environnements particulièrement secs ou poussiéreux
- Vous prenez un médicament en application oculaire

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, retirez **immédiatement** vos lentilles :

- Picotements, brûlures, démangeaisons, irritations ou autres douleurs oculaires
- Confort réduit par rapport à une utilisation précédente
- Sécrétions inhabituelles ou larmolement excessif
- Rougeur oculaire
- Sécheresse oculaire importante ou persistante
- Baisse de l'acuité visuelle ou vision trouble
- Arcs-en-ciel ou halos autour des sources de lumière
- Sensibilité à la lumière

Si l'un de ces symptômes persiste après le retrait, le nettoyage et la réinsertion de la lentille ou l'insertion d'une nouvelle lentille, retirez-la et **consultez votre spécialiste**. Ces symptômes peuvent entraîner des troubles plus graves s'ils ne sont pas traités.

Les problèmes oculaires, y compris les ulcères cornéens, peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vision.

Guide de référence pour les symboles, étiquettes et emballages

Frais de traitement des déchets conformes à la norme 94/62/CE

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Date de publication : AAAA-MM-JJ

0050 Indique le marquage de conformité CE et le numéro de l'organisme notifié

®/™ sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated.

1602109

FR

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFARZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name		SOFLENS® TORIC		Kolor nadruku Colours	
		Black		PMS 320	
Kraj Country (ISO)	EN DE FR ES IT SV NL PT NO EL DA FI IS CS ET HU LV LT PL SK SL BG HR AR	Nr wyrojkownika Spec No	5760		
Opracowane przez Designed by	Mateusz Froń Mateusz.Fron@Valeant.com phone: +48 17 865 51 10	Kod Wytwórcy Manufacturer code	1602109		
Nr korekty Proof No	6	Data Date	29-05-2017		
Kod wersji Valeant version code	P1EU01		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 7 pt		Wymiar ulotki PIL size	210 x 297 mm	
Krój czcionki Font used	Myriad Pro font family		Gramatura papieru Paper weight	- g/m²	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-16-1356-A - Text change - Notified Body request during CE Mark renewal. - Factory (packing site): VALC					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

INSTRUCCIONES DE USO.

Estas instrucciones de uso están destinadas a informar a los usuarios de lentes de contacto blandas hidrofílicas SofLens® Toric sobre como utilizar y cuidar sus lentes.

Se aplica a:

NOMBRE DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONTENIDO DE AGUA	SOLUCIÓN DE ENVASADO
Lentes de contacto con tinte de visibilidad SofLens® Toric (alphafilcon A)	Alphafilcon A	66% en peso	Solución salina estabilizada con borato

Descripción y uso

Las lentes SofLens® Toric están diseñadas para uso diario o prolongado de 1 a 7 días según la recomendaciones del profesional de la visión.


En caso de que utilice las lentes más de una vez, cada vez que las use deberá limpiarlas, aclararlas y desinfectarlas antes de volver a ponerlas. Siga siempre las recomendaciones de uso de su profesional de la visión y no lleve las lentes durante más tiempo del indicado.

Estas lentes se suministran estériles y han sido fabricadas para reutilizarse según las indicaciones del profesional de la visión. Han sido esterilizadas mediante vapor.

Si el envase está dañado o abierto, NO LAS UTILICE.

Instrucciones de inserción y retirada

Siempre, antes de manipular las lentes, limpie y seque sus manos a conciencia. No utilice jabones perfumados o medicinales. Coloque la lente en la palma de su mano. Asegúrese de que está en la posición correcta.



Examine la lente antes de insertarla y no la utilice si está arañada o dañada.

Para retirar las lentes, asegúrese de que sus manos están limpias y secas. Utilice un dedo para deslizar la lente en basso fino alla parte bianca dell'occhio e retirela. Si le cuesta retirar la lente, utilice gotas rehumectantes.

Cuidado de las lentes

- Es esencial para la salud de sus ojos que limpie y desinfecte las lentes cada vez que las use.
- Siga siempre las instrucciones del fabricante cuando utilice productos para el cuidado de las lentes blandas
- Utilice siempre solución nueva y compruebe que no esté caducada
- No utilice otras soluciones como agua del grifo o embotellada o saliva para enjuagar, conservar ni rehumectar las lentes
- Conserve la lentes totalmente sumergidas en una solución apropiada siempre que no esté utilizandolas
- Recuerde limpiar el estuche portalentes siempre que limpie las lentes
- Deseche las lentes siempre según la frecuencia indicada por el profesional de la visión
- Lávese las manos con agua abundante antes de manipular las lentes
- No permita que productos cosméticos, lociones, jabones, cremas o sustancias perfumadas entren en el ojo o en las lentes
- No retire las lentes del envase o de sus ojos con las uñas ni objetos puntiagudos

Advertencias y precauciones

No seguir el uso y régimen de limpieza recomendados por su profesional de la visión puede ocasionar un mayor riesgo de infecciones oculares graves.

Si están indicadas para uso diario, no duerma con ellas.

Se ha visto que el riesgo de sufrir queratitis microbiana es mayor entre los usuarios de lentes de contacto de uso continuado que entre los usuarios de lentes de contacto de uso diario.

No utilice lentes de contacto si usted padece de:

- Alergia, inflamación, infección o rojez alrededor del ojo;
- Ojos secos (fluido lacrimal inadecuado);
- Problemas de salud que afecten a los ojos, como resfriados y fiebre;
- Cualquier enfermedad sistémica que afecte a los ojos;

Póngase en contacto con su profesional de la visión antes de llevar lentes de contacto si:

- Practica deportes acuáticos;
- Se encuentra en entornos excesivamente secos o polvorientos;
- Utiliza medicación ocular.

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, retire las lentes **de inmediato**:

- Picazón, quemazón, escozor, irritación u otro dolor ocular;
- Reducción de la comodidad en comparación con usos anteriores;
- Secreciones inusuales o lagrimeo excesivo del ojo;
- Rojez del ojo;
- Sequedad del ojo grave o persistente;
- Visión reducida o borrosa;
- Destellos o halos en torno a las luces;
- Sensibilidad a la luz.

Si cualquiera de estos síntomas persiste tras la retirada, limpieza y inserción de la lente o tras la inserción de una lente nueva, retire la lente y **pongase en contacto con su profesional de la visión**. Ignorar estos síntomas puede provocar afecciones más graves.

Se pueden desarrollar rápidamente problemas oculares, incluyendo úlceras corneales, que pueden llevar a una pérdida de visión.

Guía de consulta sobre etiquetas de símbolos y cajas

Cuota pagada por gestión de residuos según 94/62/CE

Bausch + Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch + Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Fecha de expedición: AAAA-MM-DD

0050 Indica el marcado CE de conformidad y el número de Organismo Notificado

®/™ son marcas comerciales de Bausch + Lomb Incorporated o sus filiales.
© Bausch + Lomb Incorporated.
1602109

ES

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo foglietto illustrativo è destinato a informare gli utenti delle lenti a contatto morbide idrofíliche SofLens® Toric su come indossare e aver cura delle proprie lenti.

Questo è applicabile a:

NOME PRODOTTO	MATERIALE	CONTENUTO D'ACQUA	TIPO DI CONFEZIONE
Lenti a contatto colorate evidenziate SofLens® Toric (alphafilcon A)	Alphafilcon A	66% in peso	Soluzione salina tamponata con borato

Descrizione e applicazione

Le lenti SofLens® Toric sono ideate per un utilizzo giornaliero o esteso a 1-7 giorni fra due sostituzioni successive, in base alla raccomandazione del Contattologo.

Ogni volta che vengono rimosse, le lenti devono essere pulite, lavate e disinfettate prima di essere reindossate. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo e di sostituzione raccomandata dal Contattologo.

Le lenti sono fornite sterili e sono indicate per il riutilizzo da parte del produttore in conformità a quanto prescritto dal proprio ottico di fiducia. Le lenti sono sterilizzate a vapore.

NON UTILIZZARE se la confezione è aperta o danneggiata.

Istruzioni per l'inserimento e la rimozione

Prima di toccare le lenti, lavare e asciugare sempre accuratamente le mani, evitando di utilizzare saponi profumati e trattanti. Porre la lente nel palmo della mano. Accertarsi che la lente sia nella posizione corretta.



Ispezionare la lente prima di inserirla e non inserirla nel caso in cui sia graffiata o danneggiata.

Per rimuovere la lente, verificare di avere le mani pulite e asciutte, utilizzare un dito per far scorrere la lente in basso fino alla parte bianca dell'occhio e poi rimuoverla. Utilizzare gocce umidificanti nel caso in cui la lente sia difficile da rimuovere.

Cura delle lenti

- Pulire e disinfettare le lenti dopo ogni utilizzo è essenziale per la buona salute degli occhi
- Usare esclusivamente prodotti per la cura di lenti a contatto morbide e seguire le istruzioni del produttore
- Usare sempre soluzioni per la cura delle lenti fresche e non scadute
- Non utilizzare altre soluzioni, quali acqua del rubinetto o in bottiglia, o saliva, per lavare, conservare o riумidificare le lenti
- Quando non vengono indossate, conservare sempre le lenti immerse nella soluzione raccomandata
- Ogni volta che si puliscono le lenti, ricordarsi di pulire anche la relativa custodia
- Eliminare sempre le lenti al termine del periodo di utilizzo prescritto dal Contattologo
- Prima di toccare le lenti, lavarsi sempre le mani
- Impedire che cosmetici, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto con gli occhi e con le lenti
- Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o dagli occhi

Avvertenze e precauzioni

Il mancato rispetto della frequenza di utilizzo e del regime di pulizia raccomandati dal Contattologo può aumentare notevolmente il rischio di gravi infezioni oculari.

Se prescritte per l'uso giornaliero, non indossare durante il sonno.

È stato dimostrato che il rischio di cheratite microbica è più alto tra i portatori di lenti a contatto ad uso prolungato che tra i portatori di lenti a contatto ad uso giornaliero.

Non indossare le lenti a contatto nel caso in cui si soffra di:

- Allergie, infiammazioni, infezioni o rossore dell'occhio o intorno all'occhio
- Secchezza degli occhi (liquido lacrimale non adeguato)
- Patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze
- Malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi

Contattare il Contattologo prima di indossare le lenti:

- Per praticare sport acquatici
- In ambienti eccessivamente secchi o polverosi
- Quando si utilizzino farmaci per gli occhi

Nel caso in cui si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni, rimuovere le lenti **immediatamente**:

- Dolore puntorio, bruciore, prurito, irritazione o altri dolori localizzati all'occhio
- Comfort ridotto rispetto alle volte precedenti in cui sono state indossate le lenti
- Secrezioni insolite o lacrimazione eccessiva dell'occhio
- Rossore degli occhi
- Secchezza degli occhi grave o persistente
- Riduzione o sfocamento della vista
- Arcobaleni o aloni intorno alle luci
- Sensibilità alla luce

Se uno qualunque di tali sintomi persiste dopo la rimozione, la pulizia e il nuovo inserimento delle lenti oppure dopo l'inserimento di lenti nuove, rimuovere le lenti e **contattare il Contattologo**. Se ignorati, tali sintomi possono essere causa di disturbi più gravi.

Disturbi oculari, incluse ulcere corneali, possono svilupparsi rapidamente e portare alla perdita della vista.

Guida di riferimento per simboli, etichette e confezioni

Imposta pagata per lo smaltimento rifiuti in linea con la direttiva 94/62/CE

Bausch + Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch + Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Data di emissione: AAAA-MM-GG

0050 Indica il contrassegno di conformità CE e il numero dell'ente di notifica

®/™ sono marchi di fabbrica di Bausch + Lomb Incorporated o delle sue affiliate.
© Bausch + Lomb Incorporated.
1602109

IT

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

BRUKSANVISNING

Syftet med det här häftet är att informera användare av SofLens® Toric hydrofila, mjuka kontaktlinser om hur man bär och sköter sina linser.

Det gäller:

PRODUKTNAMN	MATERIAL	VATTENINNEHÅLL	FÖRPACKNINGSLÖSNING
SofLens® Toric (alphafilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser	Alphafilcon A	66 % av vikten	Boratbuffrad saltlösning

Beskrivning och bruk

SofLens® Toric-linser är avsedda för dagligt bruk eller som dygnet-runt-linser med 1–7 dagar mellan urtagningarna, enligt din optikers rekommendationer.

Om du återanvänder linserna måste de rengöras, sköljas och desinficeras mellan urtagning och återinsättning. Följ alltid optikers rekommenderade schema för användning och ersättningsperioder.

Linserna levereras sterila och är av tillverkaren avsedda för återanvändning enligt optikers rekommenderade schema. De har ångsteriliserats.

ANVÄND INTE produkten om förpackningen är skadad eller öpnad.

Anvisningar för insättning och urtagning

Innan du hanterat linserna ska du alltid tvätta och torka händerna ordentligt. Undvik tvål med läkemedel eller parfym. Håll ut linsen i handflatan. Se till att linsen är vänd åt rätt håll.



Kontrollera linsen innan du sätter in den och använd den inte om den är repad eller skadad.

Ta bort linsen med rena och torra händer genom att med ett finger dra ned linsen till ögonvitan och sedan ta ut den. Använd återfuktningssdroppar om linsen är svår att ta ut.

Underhåll av dina linser

- Håll dina ögon friska genom att rengöra och desinficera linserna mellan användningstillfällena
- Använd endast linsvårdsprodukter för mjuka kontaktlinser enligt tillverkarens anvisningar
- Använd alltid linsvårdsprodukter som är nya och som inte har gått ut
- Använd inga andra lösningar som t.ex. kranvatten eller vatten i flaska eller saliv för att skölja, förvara eller återfukta linserna
- Se till att linserna alltid ligger helt nedsänkta i rekommenderad lösning när de inte bärs
- Kom ihåg att rengöra linsetuet varje gång du rengör dina linser
- Släng alltid bort linserna vid slutet av din optikers rekommenderade schema för användning
- Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterat linserna
- Låt ingen kosmetika, lotion, tvål, kräm eller parfymat ämne komma in i ögat eller på linserna
- Använd aldrig vassa föremål eller naglar till att ta ut linserna ur sina etuier eller dina ögon

Varningar och försiktighetsåtgärder

Om du inte följer din optikers rekommenderade schema för användning och rengöring kan det leda till en större risk för allvarliga ögoninfektioner.

Om linserna ordinerats för dagligt bruk ska du inte använda dem när du sover.

Risken för mikrobiell keratit har visat sig vara större vid dygnet-runt-bruk än vid dagligt bruk av kontaktlinser.

Använd inte kontaktlinser om du har:

- Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt ögat
- Torra ögon (otillräcklig mängd tårvätska)
- Nedsatt hälsa som påverkar ögonen, t.ex. förkyllning eller influensa
- En systemisk sjukdom som påverkar ögonen

Kontakta din optiker innan du använder kontaktlinser i följande fall:

- Om du deltar i vattensporter
- I extremt torra eller dammiga miljöer
- Om du använder ögonmedicin

Ta **omedelbart** ut dina linser om något av följande problem uppstår:

- Det sticker, bränner, kliar eller gör ont i ögonen eller ögonen känns irriterade
- Nedsatt komfort jämfört med tidigare användning
- Ovanlig utsöndring eller rikligt tårflöde
- Röda ögon
- Allvarligt eller ihållande torra ögon
- Nedsatt eller dimmig syn
- Regnbågar eller ljusgloria runt ljus
- Ljuskänslighet

Om något av dessa symptom fortsätter efter att linsen tagits ut, rengjorts och satts in igen eller efter att en ny lins har satts in, ska du ta ut linsen och **kontakta din optiker**. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstånd om de ignoreras.

Problem med ögonen, så som sår på hornhinnan, kan snabbt utvecklas och leda till nedsatt syn

Referensguide för symboler, märken och förpackningar

Avgift betald för avfallshantering enligt 94/62/EG

Bausch + Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch + Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum för utfärdande: AAAA-MM-DD

0050 Anger CE-märkningen och det anmälda organets nummer

®/™ är varumärken som tillhör Bausch + Lomb Incorporated eller dess dotterbolag.
© Bausch + Lomb Incorporated.
1602109

SV

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFARZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name		SOFLENS® TORIC		Kolor nadruku Colours	
		Black		PMS 320	
Kraj Country (ISO)	EN DE FR ES IT SV NL PT NO EL DA FI IS CS ET HU LV LT PL SK SL BG HR AR	Nr wykrojnika Spec No	5760		
Opracowane przez Designed by	Mateusz Fron Mateusz.Fron@Valeant.com phone: +48 17 865 51 10	Kod Wytwórcy Manufacturer code	1602109		
Nr korekty Proof No	6	Data Date	29-05-2017		
Kod wersji Valeant version code	P1EU01		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 7 pt		Wymiar ulotki PIL size	210 x 297 mm	
Krój czcionki Font used	Myriad Pro font family		Gramatura papieru Paper weight	- g/m ²	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
- PMR_ICN-16-1356-A - Text change - Notified Body request during CE Mark renewal. - Factory (packing site): VALC					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

! GEBRUIKSAANWIJZING

Deze bijsluiter bevat informatie voor gebruikers over het gebruik en onderhoud van de SofLens® Toric hydrofiele zachte lenzen.

Van toepassing op:

PRODUCTNAAM	MATERIAAL	WATERINHOUD	VERPAKKING VAN OPLOSSING
SofLens® Toric (alphafilcon A) contactlenzen met visitint	Alphafilcon A	66% per gewicht	Met boraat gebufferde zoutoplossing

Beschrijving en instructies voor het dragen van de lenzen

De SofLens® Toric lenzen zijn voor dagelijks gebruik of kunnen langdurig worden gebruikt voor 1-7 dagen, zoals aanbevolen door de contactlensspecialist.

Wanneer de lenzen opnieuw worden gebruikt, moeten ze worden gereinigd, gespeld en gedisinfecteerd nadat u ze hebt verwijderd en voordat u ze opnieuw aanbrengt. Volg altijd het door uw contactlensspecialist aanbevolen draagschema op. **STERILE** Deze lenzen worden steriel geleverd en zijn door de fabrikant bedoeld voor hergebruik zoals voorgeschreven door de contactlensspecialist. De lenzen zijn met behulp van stoom gesteriliseerd.

NIET GEBRUIKEN als de verpakking beschadigd of geopend is.

Instructies voor het inbrengen en verwijderen van de lenzen

Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd uw handen grondig wassen en drogen. Vermijd het gebruik van geperumeerde of medische zeep. Leg de lens in uw handpalm. Zorg dat de lens de juiste kant naar buiten heeft.



Controleer de lens voor het inbrengen. Breng de lens niet in als deze beschadigd is of als er krassen op te zien zijn.

Voor het verwijderen van de lenzen zorgt u dat u eerst uw handen wast en droogt. Gebruik uw vingers om de lens naar beneden te schuiven naar het witte gedeelte van het oog, en verwijder haar vervolgens. Gebruik contactlensvloeistof als het moeilijk is om de lens te verwijderen.

Onderhoud van uw lenzen

- Het reinigen en desinfecteren van uw lenzen tussen het verwijderen en opnieuw inbrengen is van essentieel belang voor de gezondheid van uw ogen
- Maak enkel gebruik van producten voor zachte contactlenzen en volg de aanwijzingen van de fabrikant
- Gebruik steeds verse, niet-vervallen contactlensvloeistoffen voor het onderhoud van uw lenzen
- Gebruik geen andere vloeistoffen, zoals kraanwater, mineraalwater of speeksel om lenzen te bewaren of te bevochtigen
- Zorg dat de lenzen altijd volledig ondergedompeld zijn in de aanbevolen contactlensvloeistof wanneer ze niet worden gedragen
- Vergeet niet om ook uw lenshouder te reinigen wanneer u de lenzen reinigt
- Gooi altijd uw lenzen weg aan het einde van het draagschema dat werd voorgeschreven door uw contactlensspecialist
- Was en spoel altijd uw handen voordat u uw lenzen aanraakt
- Zorg dat er geen cosmetica, lotions, zeep, crèmes of geperumeerde stoffen in de ogen of op de lenzen terecht komt
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of uw nagels voor het verwijderen van lenzen uit hun houder of uw ogen

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Wanneer u de adviezen van uw oogarts/contactlensspecialist voor het dragen en reinigen van uw lenzen niet opvolgt, loopt u een groter risico op ernstige ooginfecties. Draag de lenzen niet tijdens het slapen als ze zijn voorgeschreven voor dagelijks gebruik.

Het is aangetoond dat het risico op microbiële keratitis groter is bij gebruikers van contactlenzen geschikt voor langdurig gebruik dan bij gebruikers van contactlenzen voor dagelijks gebruik.

Draag geen contactlenzen wanneer u een van de volgende symptomen heeft:

- Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen
- Droge ogen (onvoldoende traanvocht)
- Zwakke gezondheid die invloed heeft op de ogen, bijv. verkoudheden en griep
- Een systemische aandoening die de ogen aantast

Raadpleeg in de volgende gevallen uw contactlensspecialist voordat u lenzen draagt:

- Het beoefenen van watersporten
- In uiterst droge of stoffige omgevingen
- Bij gebruik van oogmedicatie

Verwijder uw lenzen **onmiddellijk** als u een van de volgende problemen ondervindt:

- Prikkende, branderige, jeukende, geïrriteerde of andere pijn aan het oog
- Verminderd comfort bij het dragen van de lenzen
- Ongewone afscheiding of overmatig tranen van de ogen
- Rode ogen
- Zeer droge of aanhoudend droge ogen
- Verminderd of onscherp zicht
- Regenbogen of kringen rondom lichtpunten
- Gevoeligheid voor licht

Als deze symptomen zich blijven voordoen na het verwijderen van de lenzen en het inbrengen van een nieuw paar, verwijder de lenzen dan opnieuw en **neem contact op met uw contactlensspecialist**. Dergelijke symptomen kunnen leiden tot ernstiger aandoeningen indien ze worden genegeerd.

Oogproblemen, inclusief zweren van de cornea, kunnen snel ontstaan en leiden tot verlies van zicht.

Referentiegids voor symbolen, labels en karton

Tarief betaald voor afvalverwerking overeenkomstig 94/62/EC

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum van uitgifte: JJJJ-MM-DD

0050 Geeft de CE conformiteitsmarkering aan en het nummer van de aangemelde instantie

®/™ zijn handelsnamen van Bausch & Lomb Incorporated of partners.

© Bausch & Lomb Incorporated.

1602109

NL

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

! INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este folheto destina-se a informar os utilizadores de lentes de contacto moles hidrófilas SofLens® Toric acerca da forma de utilização e manutenção das suas lentes.

Isto aplica-se a:

NOME DO PRODUTO	MATERIAL	TEOR DE ÁGUA	SOLUÇÃO DE ACONDICIONAMENTO
Lentes de contacto com coloração de visibilidade SofLens® Toric (alphafilcon A)	Alphafilcon A	66% por peso	Solução tampão de borato

Descrição e aplicação de utilização

As lentes SofLens® Toric foram concebidas para utilização diária ou utilização prolongada durante 1 a 7 dias entre remoções, tal como recomendado pelo especialista de visão.


Sempre que as lentes sejam reutilizadas, estas devem ser limpas, lavadas e desinfetadas entre a remoção e a recolocação. Cumpra sempre o calendário de utilização e os períodos de substituição recomendados pelo seu especialista de visão.

STERILE Estas lentes são fornecidas esterilizadas e foram concebidas pelo fabricante para serem reutilizadas de acordo com a prescrição do seu especialista de visão. Foram esterilizadas com vapor.

NÃO UTILIZAR se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Instruções de colocação e remoção

Lave e seque sempre as mãos, de forma minuciosa, antes de manusear as lentes, evitando sabonetes perfumados ou medicinais. Coloque a lente na palma da mão. Certifique-se de que a lente está na posição correcta.



Antes de a colocar, inspecione a lente e não prossiga caso esteja riscada ou danificada.

Para retirar a lente, certifique-se de que tem as mãos limpas e secas, utilize um dedo para fazer a lente deslizar no sentido descendente para a parte branca do olho e retire-a. Aplique uma gota humidificante se sentir dificuldade em remover a lente.

Manutenção das lentes

- A limpeza e desinfeção das suas lentes entre utilizações é essencial para manter os olhos saudáveis
- Utilize apenas produtos de tratamento de lentes de contacto moles de acordo com as indicações do fabricante
- Utilize sempre soluções de tratamento de lentes frescas e dentro do prazo de validade
- Não utilize outras soluções como, por exemplo, água da torneira ou engarrafada ou saliva para lavar, armazenar ou re-humidificar as lentes
- Mantenha sempre as lentes completamente submersas na solução recomendada quando não estiverem a ser utilizadas
- Lembre-se de limpar a caixa das suas lentes sempre que limpar as mesmas
- Elimine sempre as lentes no final do período de utilização indicado pelo seu especialista de visão
- Lave e enxagüe sempre as mãos antes de manusear as lentes
- Não permita o contacto dos olhos e das lentes com cosméticos, loções, sabonetes, cremes ou substâncias perfumadas
- Em circunstância alguma utilize objectos afiados ou as unhas para retirar as lentes dos seus recipientes ou dos olhos

Advertências e precauções

O não cumprimento do calendário de utilização e do plano de limpeza recomendados pelo seu especialista de visão pode originar um risco acrescido de infecções oculares graves.

Se forem prescritas para utilização diária, não use as lentes enquanto dorme.

Verificou-se existir um risco acrescido de queratite microbiana entre os utilizadores de lentes de contacto diárias.

Não utilize lentes de contacto no caso de ter:

- Alergia, inflamação, infecção ou vermelhidão ocular ou em redor do olho
- Olhos secos (fluido lacrimal insuficiente)
- Problema de saúde que afecte os olhos, por exemplo, constipação e gripe
- Qualquer doença sistémica que afecte os olhos

Entre em contacto com o seu especialista de visão antes de utilizar lentes de contacto no caso de:

- Prática de desportos aquáticos
- Ambientes excessivamente secos ou poeirentos
- Utilização de medicação ocular

Se sentir algum dos problemas seguintes, retire as lentes **imediatamente**:

- Picadas, sensação de queimadura, comichão ou irritação nos olhos ou qualquer outra dor ocular
- Conforto inferior ao experimentado em utilizações anteriores
- Secreções involuntárias ou lacrimejar excessivo dos olhos
- Vermelhidão dos olhos
- Secura dos olhos grave ou persistente
- Visão reduzida ou turva
- Arco-íris ou auréolas em redor das luzes
- Sensibilidade à luz

Se algum destes sintomas persistir após a remoção, limpeza e nova colocação da lente ou colocação de uma lente nova, retire a lente e **consulte o seu especialista de visão**. Caso sejam ignorados, estes sintomas podem resultar em afeções mais graves. Podem desenvolver-se rapidamente problemas oculares, incluindo úlceras da córnea, e levar à perda de visão.

Guia de referência para os símbolos dos rótulos e embalagens

Taxa paga para a gestão de resíduos de acordo com a norma 94/62/CE

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Data de emissão: AAAA-MM-DD

0050 Indica conformidade com a marcação CE e o número do organismo notificado

®/™ indicam marcas comerciais e registadas da Bausch & Lomb Incorporated ou das suas filiais.

© Bausch & Lomb Incorporated.

1602109

PT

BAUSCH + LOMB SOFLENS® TORIC

! BRUKSANVISNING

Denne brosjyre informerer brukere av SofLens® Toric hydrofile myke kontaktlinser om hvordan linsene skal brukes og vedlikeholdes.

Brosjyren gjelder:

PRODUKTNAVN	MATERIALE	VANNINNHOUD	EMBALLASJELØSNING
SofLens® Toric (alphafilcon A) håndteringsfargede kontaktlinser	Alphafilcon A	66 % etter vekt	Boratbufret saltvann

Beskrivelse og bruk

SofLens® Toric-linsene er utformet for daglig bruk eller lengre tids bruk i 1–7 dager mellom utskifting, som foreskrevet av optikeren.


Når linsene brukes på nytt, må de rengjøres, skylles og desinfiseres mellom fjerning og ny innsetting. Følg alltid optikerens anbefalte bruksplan og utskiftningsperioder.

STERILE Linsene leveres sterile og er ment av produsenten å kunne brukes flere ganger, som beskrevet av optikeren. Linsene er dampsterilisert.

Dersom emballasjen er skadet eller åpnet, IKKE BRUK linsene.

Instruks for innsetting og fjerning

Før du berører linsene, skal du alltid vaske og tørke hendene grundig, og unngå parfymerte eller medisinerede såper. Legg linsen i håndflaten. Kontroller at linsen vender riktig vei.



Inspiser linsen før du setter den inn. Ikke sett den inn dersom den har riper eller er skadet.

Før du fjerner linsen, skal du påse at hendene dine er rene og tørre. Bruk fingeren til å skyve linsen ned til det hvite av øyet, og fjern den. Bruk øyendråper for bruk med kontaktlinser dersom det er vanskelig å fjerne linsen.

Vedlikehold av linsene

- Det er viktig å rengjøre og desinfisere linsene mellom bruk for å holde øynene friske
- Bruk bare myke kontaktlinser i henhold til instruksene fra produsenten
- Bruk alltid frisk linsevæske som ikke er utgått
- Ikke bruk andre væsker som f.eks. vann fra springen, flaskevann eller spytt til å skylle, oppbevare eller væte linsene
- Oppbevar alltid linsene helt nedsenket i den anbefalte væsken når de ikke brukes
- Husk å rengjøre linsetuiet samtidig som du rengjør linsene
- Kast alltid linsene på slutten av bruksplanen som er foreskrevet av optikeren din
- Du må alltid vaske og skylle hendene før du tar i linsene
- Ikke la kosmetiske produkter, kremer, såper eller parfymerte stoffer komme inn på øynene eller linsene
- Bruk aldri skarpe gjenstander eller neglene til å fjerne linsene fra beholderne eller øynene

Advarsler og forholdsregler

Dersom du ikke følger optikerens anbefalte bruksplan og rengjøringsråd, kan dette øke risikoen for alvorlige øyefeksjoner.

Hvis foreskrevet for daglig bruk, må linsene ikke brukes mens du sover.

Risikoen for mikrobiell kerattitt har vist seg å være større ved døgnnet-rundt bruk enn ved daglig bruk av kontaktlinser.

Ikke bruk kontaktlinser dersom du har:

- allergi, betennelse, infeksjon eller rødhet i eller rundt øyet
- tørre øyne (lav tårevæskeproduksjon)
- sykdom som innvirker på øynene, f.eks. forkjølelse eller influensa
- systemiske sykdommer som innvirker på øynene

Kontakt optikeren din før du tar i bruk kontaktlinser når du:

- driver vannsport
- oppholder deg i svært tørre eller støvfylte omgivelser
- braker øyemedisin

Dersom du opplever noen av følgende problemer, skal du **staks** fjerne linsene:

- smertes i øynene, brennende følelse, kløe, irritasjon eller annet ubehag
- mindre komfort enn ved tidligere bruk
- unormal sekresjon eller rennende øyne
- røde øyne
- svært tørre øyne / konstant tørre øyne
- redusert eller uskarpt syn
- regnbuer eller lysrefleks rundt lys
- lysfølsomhet

Dersom noen av disse symptomene vedvarer etter at linsen er fjernet, rengjort og satt inn igjen, eller etter at en ny linse er satt inn, skal du fjerne linsen og **kontakte optikeren din**. Symptomene kan føre til alvorlige tilstander dersom de ignoreres.

Problemer med øynene, slik som sår på hornhinnen, kan raskt utvikles og føre til nedsatt syn.

Referanseguide for symboletiketter og esker

Avgift betalt for avfallshåndtering i henhold til 94/62/EF

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Dato utstedt: ÅÅÅÅ-MM-DD

0050 Indikerer CE-samsvarsmerket og nummeret på teknisk kontrollorgan

®/™ er varemerker for Bausch & Lomb Incorporated eller tilknyttede selskaper.

© Bausch & Lomb Incorporated.

1602109

NO

