





HU I-CASE® KONTAKTLENCSE TOK

Kontaktlencse tok emlékeztető funkcióval.

A tokot a fertőzések elkerülése érdekében minden használatot követően ürítse ki. Ezt követően tisztítsa meg megfelelő fertőtlenítőszerrel. Ne tisztítsa csapvízzel. Állítsa mindkét kerekét (nap/hónap) arra a dátumra, amikor cserélnie kell kontaktlencséit.

CZ POUZDRO NA KONTAKTNÍ ČOČKY I-CASE®

Pouzdro na kontaktní čočky s funkcí paměti.

Po každém použití vyprázdněte pouzdro, aby nedošlo k infekci. Poté jej očistěte vhodným dezinfekčním roztokem. Nemá přijít do styku s vodou z vodovodu. Nastavte obě kolečka (den/měsíc) na datum, kdy je třeba vyměnit kontaktní čočky.

SK NÁDOBKÁ NA KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY I-CASE®


Nádobka na kontaktné šošovky s funkciou pripomienky.

Po každom použití nádobku vyprázdňte, aby sa zabránili infekcii. Následne ju vyčistite pomocou vhodného dezinfekčného roztoku. Zabráňte kontaktu s vodou z vodovodu. Obe kolieska (deň/mesiac) nastavte na dátum, keď budete musieť vymeniť kontaktné šošovky.

NO BEHOLDER TIL KONTAKTLINSE I-CASE®

Beholderen til kontaktlinser med påminnelsesfunksjon.

Tøm beholderen etter hver bruk for å forebygge infeksjoner. Rengjør beholderen deretter med egnet desinfeksjonsløsning. Ikke la den komme i kontakt med vann fra springen. Sett begge hjulene (dag/måned) til datoen du vil bytte ut kontaktlinsene på.

Manufactured by Hilco Vision 

Distributed by GrandVision Supply Chain B.V.
The Base, Evert van de Beekstraat 1-80, Tower C,
6th floor, 1118 CL Schiphol, the Netherlands

Developed and produced in NL

721004GV1 (b)

